

**STOPS BLEEDING
INSTANTLY!**

WOUNDSEAL®

**¡DETIENE EL SANGRADO
AL INSTANTE!**

**Topical Powder
For Minor External Bleeding**

POWDER + PRESSURE = INSTANT SCAB

**Polvo tóxico
para sangrado externo leve**

POLVO + PRESIÓN = COSTRA INSTANTÁNEA

Package contains four (4) single use applications in tubes.

INSTRUCTIONS FOR USE:


If possible, clean wound and apply powder after bleeding resumes; blood must be present for powder to work.

El paquete contiene cuatro (4) tubos con producto de uso único.


INSTRUCCIONES DE USO:

Si es posible, limpie la herida y aplique el polvo después de que se reanude el sangrado; debe haber sangre para que el polvo funcione.

**TWIST CAP TO REMOVE.
PUNCTURE FOIL COMPLETELY
WITH TIP OF CAP TO OPEN.**



**INVERT TUBE TO POUR POWDER
ONTO WOUND. COVER WOUND
COMPLETELY WITH POWDER.**



**PRESS FOR 30 SECONDS,
UNTIL SCAB FORMS AND
BLEEDING STOPS.**



**GIRE LA TAPA PARA QUITARLA.
PARA ABRIRLO, PERFORE LA LÁMINA POR
COMPLETO CON LA PUNTA DE LA TAPA.**

**INVIERTA EL TUBO PARA VERTER EL
POLVO SOBRE LA HERIDA. CUBRA LA
HERIDA POR COMPLETO CON EL POLVO.**

**PRESIONE DURANTE 30 SEGUNDOS
HASTA QUE SE FORME UNA COSTRA Y EL
SANGRADO SE DETENGA.**

Repeat application as needed. The protective scab may be left in place until it falls off naturally. Avoid wetting scab for one (1) hour.

Repita la aplicación según sea necesario. La costra protectora puede dejarse en el sitio hasta que se desprenda por sí sola. Evite mojar la costra durante una (1) hora.

WOUND COVERAGE AREA: One WoundSeal tube is sufficient to cover a wound area up to 3.9 cm² (0.6 in²) to a depth of 2 mm.

INGREDIENTS: Hydrophilic polymer and potassium ferrate

WARNINGS: For external use only. Not intended to replace stitches. Do not apply powder to visibly infected wounds. May be harmful if inhaled or ingested. Avoid aspirating the product into the nasal or oral cavity. Avoid contact with eyes; if contact should occur, thoroughly rinse eyes with water. Keep out of reach of children.

CAUTIONS: Store in a clean, dry place. Use by expiration date listed. Discard if product is damaged, opened, or if powder has clumped and does not flow freely. Discard contents after use since powder is guaranteed to work only if it has not been left exposed to air or humidity. Occasionally, a temporary warming or stinging sensation may be felt upon application.

PRODUCT REMOVAL: If WoundSeal Powder must be removed, as determined by a healthcare professional, brush away loose powder, then soak wound in sterile water until scab starts to loosen from wound. Gently scrape off loosened scab with gloved finger or tongue depressor.

SYMBOLS GLOSSARY: www.biolife.com/symbols

ÁREA DE COBERTURA DE LA HERIDA: Un tubo de WoundSeal es suficiente para cubrir un área de herida de hasta 3,9 cm² (0,6 pulg.²) con una profundidad de 2 mm.

INGREDIENTES: Polímero hidrófilo y ferrato de potasio


ADVERTENCIAS: Solo para uso externo. No tiene por objeto sustituir las suturas. No aplique el polvo en las heridas que estén visiblemente infectadas. Puede ser nocivo si se inhala o se ingiere. Evite aspirar el producto a través de las fosas nasales o la cavidad bucal. Evite el contacto con los ojos. Si esto sucede, enjuáguese bien los ojos con agua. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES: Guarde el producto en un lugar limpio y seco. Úselo antes de la fecha de vencimiento que se indica en el envase. Deseche el producto si está dañado, abierto, o si el polvo está grumoso y no fluye libremente. Deseche el contenido después del uso, ya que la efectividad del polvo solo se garantiza si este no ha sido expuesto al aire o a la humedad. En algunos casos, tras la aplicación puede sentirse una sensación temporal de calor o escozor.

RETIRO DEL PRODUCTO: Si debe retirarse WoundSeal en polvo, según lo determine un profesional de la salud, quite el polvo suelto con un cepillo, luego sumerja la herida en agua esterilizada hasta que la costra empiece a desprenderse de la herida. Raspe suavemente la costra aflojada con un dedo enguantado o con un bajalenguas.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS: www.biolife.com/symbols

Si desea obtener más información o dejar algún comentario, visite www.woundseal.com o llame al +1 (941) 360-1300.

Contents are sterile.  El contenido es estéril.